

マットレスとの適合表										
			91cm幅				83cm幅			
スタンダード マットレス	フレグラー STRマットレス	通気	レギュラー	KE-511T	00170-001656	¥60,500 (税抜 ¥55,000)	KE-513T	00170-001658	¥60,500 (税抜 ¥55,000)	
			ミニ	KE-512T	00170-001657	¥60,500 (税抜 ¥55,000)	KE-514T	00170-001659	¥60,500 (税抜 ¥55,000)	
	フレグラー マッドレス	通気	レギュラー	KE-551Q	00170-000159	¥58,300 (税抜 ¥53,000)	KE-553Q	00170-000142	¥58,300 (税抜 ¥53,000)	
			ミニ	KE-5511Q	00170-000286	¥58,300 (税抜 ¥53,000)	KE-5531Q	00170-000285	¥58,300 (税抜 ¥53,000)	
ハイスタンダード マットレス	ストレッチフィットII マットレス	通気	レギュラー	KE-7A1T	00170-001716	オープン価格	KE-7A3T	00170-001718	オープン価格	
			ミニ	KE-7A2T	00170-001717	オープン価格	KE-7A4T	00170-001719	オープン価格	
		さらドライ	レギュラー	KE-7A1N	00170-001721	オープン価格	KE-7A3N	00170-001722	オープン価格	
		抗ウイルス加工	レギュラー	KE-7A1V	00170-001723	オープン価格	KE-7A3V	00170-001724	オープン価格	
	エバーフィットC3 マットレス	清拭	レギュラー	KE-611SQ	00170-001037	¥89,100 (税抜 ¥81,000)	KE-613SQ	00170-001039	¥89,100 (税抜 ¥81,000)	
			ミニ	KE-612SQ	00170-001038	¥89,100 (税抜 ¥81,000)	KE-614SQ	00170-001040	¥89,100 (税抜 ¥81,000)	
		通気	レギュラー	KE-611TQ	00170-001042	¥95,700 (税抜 ¥87,000)	KE-613TQ	00170-001044	¥95,700 (税抜 ¥87,000)	
			ミニ	KE-612TQ	00170-001043	¥95,700 (税抜 ¥87,000)	KE-614TQ	00170-001045	¥95,700 (税抜 ¥87,000)	
		ドライ	レギュラー	KE-611UQ	00170-001033	¥95,700 (税抜 ¥87,000)	KE-613UQ	00170-001035	¥95,700 (税抜 ¥87,000)	
			ミニ	KE-612UQ	00170-001034	¥95,700 (税抜 ¥87,000)	KE-614UQ	00170-001036	¥95,700 (税抜 ¥87,000)	
		ストレッチグライドII マットレス	通気	レギュラー	KE-7B1T	00170-001725	オープン価格	KE-7B3T	00170-001727	オープン価格
				ミニ	KE-7B2T	00170-001726	オープン価格	KE-7B4T	00170-001728	オープン価格
	さらドライ		レギュラー	KE-7B1N	00170-001730	オープン価格	KE-7B3N	00170-001731	オープン価格	
	抗ウイルス加工		レギュラー	KE-7B1V	00170-001732	オープン価格	KE-7B3V	00170-001733	オープン価格	
	エバーブラウド マットレス		清拭	レギュラー	KE-621SQ	00170-000970	オープン価格	KE-623SQ	00170-000972	オープン価格
				レギュラー	KE-621TQ	00170-000962	オープン価格	KE-623TQ	00170-000964	オープン価格
通気			ミニ	KE-622TQ	00170-000963	オープン価格	KE-624TQ	00170-000965	オープン価格	
			レギュラー	KE-621UQ	00170-000966	オープン価格	KE-623UQ	00170-000968	オープン価格	
切替型 マットレス(エア)	エアマットレス こころあ風香	清拭	レギュラー	KE-951M	00170-000899	¥181,500 (税抜 ¥165,000)	KE-953M	00170-000900	¥181,500 (税抜 ¥165,000)	
			レギュラー	KE-971S	00170-001065	オープン価格	KE-973S	00170-001067	オープン価格	
		ミニ	KE-972S	00170-001066	オープン価格	KE-974S	00170-001068	オープン価格		
		通気	レギュラー	KE-971T	00170-001069	オープン価格	KE-973T	00170-001071	オープン価格	
	ミニ	KE-972T	00170-001070	オープン価格	KE-974T	00170-001072	オープン価格			
	エアマットレス こころあ利楽flow	清拭	レギュラー	KE-911S	00170-001351	オープン価格 (非課税)	KE-913S	00170-001353	オープン価格 (非課税)	
			ミニ	KE-912S	00170-001352	オープン価格 (非課税)	KE-914S	00170-001354	オープン価格 (非課税)	
		通気	レギュラー	KE-911T	00170-001355	オープン価格 (非課税)	KE-913T	00170-001357	オープン価格 (非課税)	
ミニ			KE-912T	00170-001356	オープン価格 (非課税)	KE-914T	00170-001358	オープン価格 (非課税)		

*用途・目的に合わせて機能を追加したマットレス。
※エアマットレスこころあ利楽 flow は非課税です。その他のマットレスは非課税のベッドとセットで購入する場合に限り、非課税となります。



◀楽匠フィットサイトはこちら

パラマウントベッド株式会社

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1111(代)

東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1171(代)

札幌支店 〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 ☎(011)271-1181(代)

仙台支店 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2丁目3番地の3 ☎(022)239-5211(代)

さいたま支店 〒336-0967 埼玉県さいたま市緑区美園3丁目23番1 ☎(048)878-0100(代)

横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号 ☎(042)795-8800(代)

名古屋支店 〒461-0001 愛知県名古屋市中区泉1丁目20番17号 ☎(052)963-0600(代)

大阪支店 〒550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀2丁目3番33号 ☎(06)6443-8791(代)

広島支店 〒733-0834 広島県広島市西区草津新町2丁目15番17号 ☎(082)293-1311(代)

高松営業所 〒761-8031 香川県高松市郷東町223番1 ☎(087)881-8900(代)

福岡支店 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号 ☎(092)461-1131(代)

製品のお求め、ご相談は…



安全に関するご注意
製品を正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。



ミックス
紙 | 責任ある森林
管理を支えています
FSC® C190744

●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●記載した価格は希望小売価格です。各販売店の販売価格を制限するものではありません。

2025.08.01

C00940



ベッドが変わると、
人生の景色も変わる。

パラマウントベッド株式会社

WELL-BEING for all beings

あなたの人生に、
よりよくフィットするために。

楽匠Fit

身体のずれを軽減するボトムや背あげモーションで、より起きあがりたくなる毎日に。

使いやすさで選べる手元スイッチやスマートフォンへの呼び出し機能は、ご本人様と介護する方に安心感をお届けします。さらに、あなたらしさを選べるラインアップでお部屋を豊かに。

あなたのこれからを変える、パラマウントベッドの介護用ベッドです。

起きあがりを楽しむ

身体にFit

ご家族も安心できるアプリ

気持ちにFit

あなたらしさを选べる

暮らしにFit



人生の景色を変える 楽匠Fit 8つの特長

背あげはもっと楽になる
フィットラインボトム



→ 5 ページ

あなたに合った起きあがり
背あげモーション



→ 7 ページ

使いやすさで選べる
手元スイッチ




→ 9 ページ

ご家族ももっと安心に
呼び出し機能



→ 10 ページ

スマートフォンで操作できる
ベッド操作アプリ




→ 10 ページ

視界が広がる
パノラマタイプ



→ 11 ページ

上質でお部屋に馴染みやすい
カラーバリエーション



→ 12 ページ

体型に合わせて
幅・サイズ切り替え



→ 14 ページ


身体にフィットするから
背あげはもっと楽になる。



次の動作を楽にするベッドの形 フィットラインボトム


背あげと同時にスライドして伸びながら曲がるキューマラインボトムがさらに進化。ずれを軽減しながら身体に合った起きあがりで骨盤の立った動きやすい姿勢に移行できます。

背中をしっかりと支える 背サポート




腰部から胸部にかけてボトムの剛性を調整。マットレスと身体のすき間なく背中を支えることで、姿勢が悪くなりやすいです。

骨盤を起こして身体を動かしやすい 腰サポート




でん部にフィットする凹み形状を追加。従来の背あげ機構と相まって、でん部への「圧」と足側への「ずれ落ち」を軽減しつつ、骨盤をしっかり起こします。身体を動かしやすい背あげ姿勢に移行でき、床ずれリスクの軽減が期待されます。

骨盤をホールドしてずれを軽減する ボトム分割(腰ボトム)



腰ボトムのサイズを人の身体に合わせ、背あげするときの身体の動きとベッドの動きの軸を合わせやすくなりました。

あなたの身長にフィットする 膝サポート



膝部が多段階で曲がるので、身長差をカバーして身体にフィットしやすくなりました。また、膝裏への当たりも柔らかく、馴染みやすくなっています。

あなたにフィットする 背あげモーションを。

傾斜するからずれ・圧迫感が少なく、
過ごしやすい座位姿勢へ
ラクリア3モーション

軽度	中等度	重度
○	○	○



背と膝の動きに合わせてベッドが傾斜する背あげです。背あげ時に体圧を仙骨部から、お尻と太ももに再分配するため、床ずれリスクにも配慮しています。



身体のずり落ちや圧迫感を軽減しながら、座位に近く、安定した姿勢に移行できます。骨盤が起きるため、上体を前傾させやすく、首、肩、腕が動かしやすいです。

最低床高**21**cmからの
起き上がり



床高**36**cmからの
起き上がり



ラクリアモーションで起きあがると、足先が下がっているため、足が降りやすくなります。ラクリア3モーションでは、離床しやすいように操作するときのベッドの高さによってベッドの傾斜角度を自動的に調節。起きあがったときの腰ボタムの高さを調節します。

ラクリア3モーションの場合

ベッドの高さ	起きあがったときの腰ボタムの高さ
21～25cm	25cmになるように傾斜角度を自動調整
25～54cm	操作前の高さと同じになるように傾斜角度を自動調整
54cmより高い	54cmになるように傾斜角度を10°に移行

傾斜して離床を楽に **ラクリア2モーション**

軽度	中等度	重度
○	○	



背の動きに、膝のあげさげとベッドの傾斜を組み合わせるため、上体を起こすときに生ずる身体とマットレスの位置関係の変化を抑えます。



ラクリア3モーションより早く膝ボトムがさがるため、背をあげきらない状態で離床する方に適しています。連動ボタンを押し続けることで、最大75°まで背をあげた姿勢にも移行できます。

ずれ、圧迫感を軽減 **らくらくモーション**

軽度	中等度	重度
○	○	○



背と膝のあげさげを組み合わせることで、背あげをするときの身体のずれや圧迫感を抑える背あげ機能です。



上体を起こしながら膝をさげることで、腹部の圧迫感を軽減します。身体のずれが少なく、骨盤が起きているので、起きあがり姿勢が安定しやすく、身体が動かしやすくなります。

早めに離床しやすい **2モーション連動**

軽度	中等度	重度
○		



背あげをするときの身体のずれや圧迫感を抑える背あげ機能です。らくらくモーションよりも膝を早めに水平に戻すので、背をあげきらないで離床する方に適しています。



頭ボタンを押し続けると、背は最大75°まであがり、長座位姿勢に移行できます。

気持ちに Fit

手元スイッチ

あなたにとっての
使いやすいを選べます。



よく使うボタンだけを表示できる 液晶タッチパネル付き手元スイッチ



● 表示するボタンをカスタマイズ

操作をよりわかりやすくするために、表示するボタンを減らすことができます。また、操作する人に合わせて、より簡単に操作ができるシンプル操作画面にも切り替え可能です。



● メッセージを使い分けできる 呼び出しボタン

天面ボタンと2つの画面ボタンに、呼び出しメッセージとメロディを割り当てることができます。登録された呼び出しメッセージはベッド操作アプリに通知され、使用シーンに合わせた使い方ができます。



● 操作部位を読み上げる音声補助

ボタン操作音を「頭があがります」といった音声読み上げに設定できます。

物理ボタンで感覚的に操作できる 表示パネル付き手元スイッチ

操作する内容ごとに色分けされた大型ボタンを採用。ボタンを押したときに電子音を発するなど、目と指と耳で確認できるように工夫しています。また、上部の呼び出しボタンを押すとベッド操作アプリに通知することができます。




共通機能

- ポジションを登録でき、介護する方が代わっても便利なメモリーポジション機能
- 手になじみやすく、持ちやすい形状
- ベッドサイドレールなどにもかけやすい、大型のフック

気持ちに Fit

ベッド操作アプリ

ご家族も操作できて、
もっと安心に。



ご家族のスマートフォンでも操作できる ベッド操作アプリ

「ベッド操作アプリ」について、
詳しくはこちら▶



● 手元スイッチと同じようにベッドを操作

付属の手元スイッチと同じようにベッドを操作できるようになります。操作画面はボタンの大きさなどが異なる3種類から選べます。



● 手元スイッチからスマートフォンに 呼び出し通知が可能

ご本人様と介護する方がつながる、家庭内呼び出し機能を搭載。手元スイッチの呼び出しボタンを押すと、ご家族のスマートフォンに通知します。



● 指先でのボタン操作が難しい方にも対応

【音声操作】

あらかじめ登録した言葉を順番に話すことでベッドの操作ができます。



【入力スイッチ操作】

iPadやiPhoneなどに接続した入力スイッチで、ベッドの操作が可能になります。



※このページに記載の機能を使用するには「ベッド操作アプリ」をダウンロードする必要があります。※一部のスマートフォンでは正しく動作しない場合があります。動作確認端末はパラマウントベッドのホームページをご覧ください。※音声や入力スイッチで操作する場合は、次のものがが必要です。音声操作の場合：iOS/iPadOS端末、外部の操作スイッチを使う場合：iOS/iPadOS端末、外部操作スイッチ（入力スイッチ）、入力スイッチに端末を接続するスイッチインターフェイス ※上記の操作画面はイメージです。



お持ちのスマートフォンに「ベッド操作アプリ」をダウンロード

アプリのダウンロードおよびご利用時には別途通信料がかかります。お客様のご負担となります。Apple IDやGoogleアカウントは、お客様自身でご確認ください。※AppleおよびAppleのロゴは、米国もしくはその他の国や地域におけるApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。GoogleおよびGoogle Playのロゴは、Google LLCの商標です。 ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



視界、広がる。
暮らし、広がる。



木製ボード
パノラマタイプ

樹脂製ボード

視界が広がるパノラマタイプ

フットボードをなくしたパノラマタイプが登場。ベッドからの視界が広がり、ご家族との会話もしやすくなります。



通常タイプ



パノラマタイプ

上質でお部屋に馴染みやすい カラーバリエーション

● キヤメル




● モスグリーン



キヤメルとモスグリーンの2色のラインアップをご用意。レザー柄のキルト調シートを採用し、お部屋に馴染みやすいデザインです。本革のような上質で自然な感触でクッション性があり、傷の付きにくい高い耐久性を備えています。

選べる2種類のボード

● 樹脂製ボード



伝い歩きや、寝位置の調整にも利用できるグリップを設けています。また、開閉型の収納カバーは従来よりも奥行が深くなったので、書類を入れたファイルなどが収めやすくなりました。

● 木製ボード



お部屋のインテリアにフィットする木製のボードをラインアップ。温かみのある質感で、毎日の生活を彩ります。

小物が整理できる棚ユニット



スマートフォンやメガネ、リモコンなどが置ける棚を追加できます。スマートフォンの充電などに使える電源コンセントも2口設けており、頭側・足側のボードいずれにも取り付けられます。

※樹脂製ボードにのみ取り付け可能です。
※パノラマタイプはヘッドボードにのみ取り付け可能です。

狭い環境でも使いやすいコンパクト設計


楽匠フィットシリーズは設置面積がコンパクト。垂直昇降方式を採用し、ご家庭でより使いやすくなりました。

パラマウントベッドだからこそ、行き届いた配慮

介護しやすい高さに調節

ベッドを最大64.5cm*まで高くできるため、身長が高い方も腰に負担がかかりにくい姿勢で介護できます。また、Hタイプでは最低床高が21cm、Xタイプでは脚座の取り付けの向きを変えることで、最低床高15cmの超低床ベッドに切り替えられます。初めてふとんからベッドに移行される方や、ベッドから転落する心配のある方にも配慮しています。

*ゆかからボトム上面までの高さ(マットレスの厚みは含みません)。Xタイプの脚座を超低床位置に取り付けた場合は、最大58.5cmまで高くできます。なお、脚座を付け替えることで最低床高を2段階に調整することは可能です。



足先の角度を切り替え可能

膝あげをするときに足先を高くすることができます。足先の角度は2段階に切り替えられます。「足が疲れた」「足がだるい」といった悩みを軽減するための配慮をおこなっています。



停電時や緊急時でもベッドを操作

災害などによる停電時や緊急時に、ハンドル操作でベッドポジションを調節できるスマートハンドルを用意しています。スマートハンドルをお持ちでない方は、乾電池によりベッドをフラットの状態に戻すことができます。



清拭消毒できる剥がれにくい塗装

接触頻度の高い手元スイッチやボードをはじめとした各部位は、医療施設向けベッドと同じ耐薬品性を備えています。塗装部分は清拭消毒(薬品で拭く)しても剥がれにくい粉体塗装のため、衛生管理や感染対策にも配慮しています。

お取り扱いの事業者様にも便利

幅、ボトムのサイズの切り替え

ご利用者の体型に合わせて、1台のベッドで幅やボトムのサイズを切り替え可能。マットレス幅は83cmと91cmの2段階、ボトムのサイズはミニ・レギュラー・ロングの3段階に対応します。



JIS認証を取得

楽匠フィットシリーズは、柵(ベッドサイドレール)などの適合するオプション製品を取り付けたときにできる“すき間”についてJIS規格(JIS T 9254)に定められた寸法を遵守しています。また、その組み合わせについて在宅用電動介護用ベッドに関するJIS規格の認証を取得しています。



スマートフォンで業務をサポート 事業者サポートアプリ

「事業者サポートアプリ」について、
詳しくはこちら▶



パラマウントベッドは事業者サポートアプリを通して、レンタル前の事務手続きから、使い方動画の閲覧、レンタル後の点検までをサポートします。

※一部のスマートフォンでは正しく動作しない場合があります。動作確認端末はアプリ専用ホームページをご覧ください。



福祉用具サービス計画書などの作成に便利な 福祉用具選定理由の提供

レンタルをお考えになっている福祉用具のアイコンを選ぶと、想定される選定理由を閲覧できます。

福祉用具の機能や使い方の説明に役立つ 閲覧機能

ベッドの使い方動画や、組立動画、最新版のカタログ、取扱説明書を閲覧できます。

メンテナンスやレポート作成に役立つ モニタリング・点検サポート

目視点検、プログラムによる電気回路の自動点検、点検レポートやベッド使用履歴レポートの作成ができます。



お持ちのスマートフォンに「事業者サポートアプリ」をダウンロード

アプリのダウンロードおよびご利用時には別途通信料がかかります。お客様のご負担となります。Apple IDやGoogleアカウントは、お客様自身でご確認ください。※AppleおよびAppleのロゴは、米国もしくはその他の国や地域におけるApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。GoogleおよびGoogle Playのロゴは、Google LLCの商標です。 ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。




App Store



Google Play

ラインアップ Hタイプ

■ Hタイプ ラクリア3モーションシリーズ



適合する マットレス(幅)	ボード	停電対策 スマートハンドル	手元スイッチ	キャメル		モスグリーン	
				製品コード	TAISコード	製品コード	TAISコード
91cm	樹脂製	-	表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C6322 KQ-C6322A	00170-001944 00170-001945	KQ-C6311 KQ-C6311A	00170-001920 00170-001921
			表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C6322S KQ-C6322B	00170-001947 00170-001946	KQ-C6311S KQ-C6311B	00170-001923 00170-001922
	樹脂製 (パノラマ)	-	表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C632C KQ-C632CA	00170-001952 00170-001953	KQ-C631B KQ-C631BA	00170-001928 00170-001929
			表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C632CS KQ-C632CB	00170-001955 00170-001954	KQ-C631BS KQ-C631BB	00170-001931 00170-001930
	木製	-	表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C6325 KQ-C6325A	00170-001948 00170-001949	KQ-C6314 KQ-C6314A	00170-001924 00170-001925
			表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C6325S KQ-C6325B	00170-001951 00170-001950	KQ-C6314S KQ-C6314B	00170-001927 00170-001926
	木製 (パノラマ)	-	表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C632E KQ-C632EA	00170-001956 00170-001957	KQ-C631D KQ-C631DA	00170-001932 00170-001933
			表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C632ES KQ-C632EB	00170-001959 00170-001958	KQ-C631DS KQ-C631DB	00170-001935 00170-001934
	樹脂製	-	表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C6122 KQ-C6122A	00170-001944 00170-001945	KQ-C6111 KQ-C6111A	00170-001920 00170-001921
			表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C6122S KQ-C6122B	00170-001947 00170-001946	KQ-C6111S KQ-C6111B	00170-001923 00170-001922
	樹脂製 (パノラマ)	-	表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C612C KQ-C612CA	00170-001952 00170-001953	KQ-C611B KQ-C611BA	00170-001928 00170-001929
			表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C612CS KQ-C612CB	00170-001955 00170-001954	KQ-C611BS KQ-C611BB	00170-001931 00170-001930
83cm	木製	-	表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C6125 KQ-C6125A	00170-001948 00170-001949	KQ-C6114 KQ-C6114A	00170-001924 00170-001925
			表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C6125S KQ-C6125B	00170-001951 00170-001950	KQ-C6114S KQ-C6114B	00170-001927 00170-001926
	木製 (パノラマ)	-	表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C612E KQ-C612EA	00170-001956 00170-001957	KQ-C611D KQ-C611DA	00170-001932 00170-001933
			表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C612ES KQ-C612EB	00170-001959 00170-001958	KQ-C611DS KQ-C611DB	00170-001935 00170-001934

■ Hタイプ 2モーションシリーズ



適合する マットレス(幅)	ボード	停電対策 スマートハンドル	手元スイッチ	キャメル		モスグリーン	
				製品コード	TAISコード	製品コード	TAISコード
91cm	樹脂製	-	表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C5322 KQ-C5322A	00170-001896 00170-001897	KQ-C5311 KQ-C5311A	00170-001872 00170-001873
			表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C5322S KQ-C5322B	00170-001899 00170-001898	KQ-C5311S KQ-C5311B	00170-001875 00170-001874
	樹脂製 (パノラマ)	-	表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C532C KQ-C532CA	00170-001904 00170-001905	KQ-C531B KQ-C531BA	00170-001880 00170-001881
			表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C532CS KQ-C532CB	00170-001907 00170-001906	KQ-C531BS KQ-C531BB	00170-001883 00170-001882
	木製	-	表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C5325 KQ-C5325A	00170-001900 00170-001901	KQ-C5314 KQ-C5314A	00170-001876 00170-001877
			表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C5325S KQ-C5325B	00170-001903 00170-001902	KQ-C5314S KQ-C5314B	00170-001879 00170-001878
	木製 (パノラマ)	-	表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C532E KQ-C532EA	00170-001908 00170-001909	KQ-C531D KQ-C531DA	00170-001884 00170-001885
			表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C532ES KQ-C532EB	00170-001911 00170-001910	KQ-C531DS KQ-C531DB	00170-001887 00170-001886
	樹脂製	-	表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C5122 KQ-C5122A	00170-001896 00170-001897	KQ-C5111 KQ-C5111A	00170-001872 00170-001873
			表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C5122S KQ-C5122B	00170-001899 00170-001898	KQ-C5111S KQ-C5111B	00170-001875 00170-001874
	樹脂製 (パノラマ)	-	表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C512C KQ-C512CA	00170-001904 00170-001905	KQ-C511B KQ-C511BA	00170-001880 00170-001881
			表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C512CS KQ-C512CB	00170-001907 00170-001906	KQ-C511BS KQ-C511BB	00170-001883 00170-001882
83cm	木製	-	表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C5125 KQ-C5125A	00170-001900 00170-001901	KQ-C5114 KQ-C5114A	00170-001876 00170-001877
			表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C5125S KQ-C5125B	00170-001903 00170-001902	KQ-C5114S KQ-C5114B	00170-001879 00170-001878
	木製 (パノラマ)	-	表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C512E KQ-C512EA	00170-001908 00170-001909	KQ-C511D KQ-C511DA	00170-001884 00170-001885
			表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-C512ES KQ-C512EB	00170-001911 00170-001910	KQ-C511DS KQ-C511DB	00170-001887 00170-001886


■ Hタイプ ラクリア2モーションシリーズ



適合する マットレス(幅)	ボード	停電対策 スマートハンドル	手元スイッチ	キャメル		モスグリーン	
				製品コード	TAISコード	製品コード	TAISコード
91cm	樹脂製	-	表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-CA322 KQ-CA322A	00170-001992 00170-001993	KQ-CA311 KQ-CA311A	00170-001968 00170-001969
			表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-CA322S KQ-CA322B	00170-001995 00170-001994	KQ-CA311S KQ-CA311B	00170-001971 00170-001970
	樹脂製 (パノラマ)	-	表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-CA32C KQ-CA32CA	00170-002000 00170-002001	KQ-CA31B KQ-CA31BA	00170-001976 00170-001977
			表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-CA32CS KQ-CA32CB	00170-002003 00170-002002	KQ-CA31BS KQ-CA31BB	00170-001979 00170-001978
	木製	-	表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-CA325 KQ-CA325A	00170-001996 00170-001997	KQ-CA314 KQ-CA314A	00170-001972 00170-001973
			表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-CA325S KQ-CA325B	00170-001999 00170-001998	KQ-CA314S KQ-CA314B	00170-001975 00170-001974
	木製 (パノラマ)	-	表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-CA32E KQ-CA32EA	00170-002004 00170-002005	KQ-CA31D KQ-CA31DA	00170-001980 00170-001981
			表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-CA32ES KQ-CA32EB	00170-002007 00170-002006	KQ-CA31DS KQ-CA31DB	00170-001983 00170-001982
	樹脂製	-	表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-CA122 KQ-CA122A	00170-001992 00170-001993	KQ-CA111 KQ-CA111A	00170-001968 00170-001969
			表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-CA122S KQ-CA122B	00170-001995 00170-001994	KQ-CA111S KQ-CA111B	00170-001971 00170-001970
	樹脂製 (パノラマ)	-	表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-CA12C KQ-CA12CA	00170-002000 00170-002001	KQ-CA11B KQ-CA11BA	00170-001976 00170-001977
			表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-CA12CS KQ-CA12CB	00170-002003 00170-002002	KQ-CA11BS KQ-CA11BB	00170-001979 00170-001978
83cm	木製	-	表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-CA125 KQ-CA125A	00170-001996 00170-001997	KQ-CA114 KQ-CA114A	00170-001972 00170-001973
			表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-CA125S KQ-CA125B	00170-001999 00170-001998	KQ-CA114S KQ-CA114B	00170-001975 00170-001974
	木製 (パノラマ)	-	表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-CA12E KQ-CA12EA	00170-002004 00170-002005	KQ-CA11D KQ-CA11DA	00170-001980 00170-001981
			表示パネル付き 液晶タッチパネル付き	KQ-CA12ES KQ-CA12EB	00170-002007 00170-002006	KQ-CA11DS KQ-CA11DB	00170-001983 00170-001982

※全機種オープン価格です。※楽匠フィットシリーズは**非課税**となります。

※スマートハンドル付属機種は、JIS認証を取得したベッドとスマートハンドルKQ-P70Sをセットにして販売するものであり、セットで認証を取得したものではありません。



ラインアップ

Xタイプ

■ Xタイプ 3モーターシリーズ

適合する マットレス(幅)	ボード	停電対策 スマートハンドル	手元スイッチ	キャメル		モスグリーン	
				製品コード	TAISコード	製品コード	TAISコード
91cm	樹脂製	-	表示パネル付き	KQ-C3322	00170-001836	KQ-C3311	00170-001824
			液晶タッチパネル付き	KQ-C3322A	00170-001837	KQ-C3311A	00170-001825
	樹脂製 (パノラマ)	-	表示パネル付き	KQ-C332C	00170-001840	KQ-C331B	00170-001828
			液晶タッチパネル付き	KQ-C332CA	00170-001841	KQ-C331BA	00170-001829
	木製	-	表示パネル付き	KQ-C3325	00170-001838	KQ-C3314	00170-001826
			液晶タッチパネル付き	KQ-C3325A	00170-001839	KQ-C3314A	00170-001827
	木製 (パノラマ)	-	表示パネル付き	KQ-C332E	00170-001842	KQ-C331D	00170-001830
			液晶タッチパネル付き	KQ-C332EA	00170-001843	KQ-C331DA	00170-001831
83cm	樹脂製	-	表示パネル付き	KQ-C3122	00170-001836	KQ-C3111	00170-001824
			液晶タッチパネル付き	KQ-C3122A	00170-001837	KQ-C3111A	00170-001825
	樹脂製 (パノラマ)	-	表示パネル付き	KQ-C312C	00170-001840	KQ-C311B	00170-001828
			液晶タッチパネル付き	KQ-C312CA	00170-001841	KQ-C311BA	00170-001829
	木製	-	表示パネル付き	KQ-C3125	00170-001838	KQ-C3114	00170-001826
			液晶タッチパネル付き	KQ-C3125A	00170-001839	KQ-C3114A	00170-001827
	木製 (パノラマ)	-	表示パネル付き	KQ-C312E	00170-001842	KQ-C311D	00170-001830
			液晶タッチパネル付き	KQ-C312EA	00170-001843	KQ-C311DA	00170-001831

■ Xタイプ 2モーションシリーズ


適合する マットレス(幅)	ボード	停電対策 スマートハンドル	手元スイッチ	キャメル		モスグリーン	
				製品コード	TAISコード	製品コード	TAISコード
91cm	樹脂製	-	表示パネル付き	KQ-C4322	00170-001860	KQ-C4311	00170-001848
			液晶タッチパネル付き	KQ-C4322A	00170-001861	KQ-C4311A	00170-001849
	樹脂製 (パノラマ)	-	表示パネル付き	KQ-C432C	00170-001864	KQ-C431B	00170-001852
			液晶タッチパネル付き	KQ-C432CA	00170-001865	KQ-C431BA	00170-001853
	木製	-	表示パネル付き	KQ-C4325	00170-001862	KQ-C4314	00170-001850
			液晶タッチパネル付き	KQ-C4325A	00170-001863	KQ-C4314A	00170-001851
	木製 (パノラマ)	-	表示パネル付き	KQ-C432E	00170-001866	KQ-C431D	00170-001854
			液晶タッチパネル付き	KQ-C432EA	00170-001867	KQ-C431DA	00170-001855
83cm	樹脂製	-	表示パネル付き	KQ-C4122	00170-001860	KQ-C4111	00170-001848
			液晶タッチパネル付き	KQ-C4122A	00170-001861	KQ-C4111A	00170-001849
	樹脂製 (パノラマ)	-	表示パネル付き	KQ-C412C	00170-001864	KQ-C411B	00170-001852
			液晶タッチパネル付き	KQ-C412CA	00170-001865	KQ-C411BA	00170-001853
	木製	-	表示パネル付き	KQ-C4125	00170-001862	KQ-C4114	00170-001850
			液晶タッチパネル付き	KQ-C4125A	00170-001863	KQ-C4114A	00170-001851
	木製 (パノラマ)	-	表示パネル付き	KQ-C412E	00170-001866	KQ-C411D	00170-001854
			液晶タッチパネル付き	KQ-C412EA	00170-001867	KQ-C411DA	00170-001855

* 脚座を超低床位置に取り付けた場合の高さです。
※全機種オープン価格です。※楽匠フィットシリーズは**非課税**となります。

■ Xタイプ 2モーターシリーズ

適合する マットレス(幅)	ボード	停電対策 スマートハンドル	手元スイッチ	キャメル		モスグリーン	
				製品コード	TAISコード	製品コード	TAISコード
91cm	樹脂製	-	表示パネル付き	KQ-C2322	00170-001812	KQ-C2311	00170-001800
			液晶タッチパネル付き	KQ-C2322A	00170-001813	KQ-C2311A	00170-001801
	樹脂製 (パノラマ)	-	表示パネル付き	KQ-C232C	00170-001816	KQ-C231B	00170-001804
			液晶タッチパネル付き	KQ-C232CA	00170-001817	KQ-C231BA	00170-001805
	木製	-	表示パネル付き	KQ-C2325	00170-001814	KQ-C2314	00170-001802
			液晶タッチパネル付き	KQ-C2325A	00170-001815	KQ-C2314A	00170-001803
	木製 (パノラマ)	-	表示パネル付き	KQ-C232E	00170-001818	KQ-C231D	00170-001806
			液晶タッチパネル付き	KQ-C232EA	00170-001819	KQ-C231DA	00170-001807
83cm	樹脂製	-	表示パネル付き	KQ-C2122	00170-001812	KQ-C2111	00170-001800
			液晶タッチパネル付き	KQ-C2122A	00170-001813	KQ-C2111A	00170-001801
	樹脂製 (パノラマ)	-	表示パネル付き	KQ-C212C	00170-001816	KQ-C211B	00170-001804
			液晶タッチパネル付き	KQ-C212CA	00170-001817	KQ-C211BA	00170-001805
	木製	-	表示パネル付き	KQ-C2125	00170-001814	KQ-C2114	00170-001802
			液晶タッチパネル付き	KQ-C2125A	00170-001815	KQ-C2114A	00170-001803
	木製 (パノラマ)	-	表示パネル付き	KQ-C212E	00170-001818	KQ-C211D	00170-001806
			液晶タッチパネル付き	KQ-C212EA	00170-001819	KQ-C211DA	00170-001807

	樹脂製ボード(パノラマタイプ)	樹脂製ボード	木製ボード(パノラマタイプ)	木製ボード
Xタイプ 91cm幅	Ⓐ99.2cm(格納時 90.2cm) Ⓑレギュラー 206cm ミニ 195cm ロング 217cm Ⓒ脚座中心間 125.2cm 脚座外〜外 134.1cm 脚座中心、超低床 129cm 脚座外〜外、超低床 142.7cm Ⓓ21〜64.5cm (超低床 15〜58.5cm) Ⓔ40.6cm Ⓕ40.6cm Ⓖ高さなし	Ⓐ99.2cm(格納時 90.2cm) Ⓑレギュラー 212cm ミニ 201cm ロング 223cm Ⓒ脚座中心間 125.2cm 脚座外〜外 134.1cm 脚座中心、超低床 129cm 脚座外〜外、超低床 142.7cm Ⓓ21〜64.5cm (超低床 15〜58.5cm) Ⓔ40.6cm Ⓕ40.6cm Ⓖ高さなし	Ⓐ99.2cm(格納時 90.2cm) Ⓑレギュラー 201cm ミニ 190cm ロング 212cm Ⓒ脚座中心間 125.2cm 脚座外〜外 134.1cm 脚座中心、超低床 129cm 脚座外〜外、超低床 142.7cm Ⓓ21〜64.5cm (超低床 15〜58.5cm) Ⓔ41cm Ⓕ高さなし	Ⓐ99.2cm(格納時 90.2cm) Ⓑレギュラー 202.5cm ミニ 191.5cm ロング 213.5cm Ⓒ脚座中心間 125.2cm 脚座外〜外 134.1cm 脚座中心、超低床 129cm 脚座外〜外、超低床 142.7cm Ⓓ21〜64.5cm (超低床 15〜58.5cm) Ⓔ41cm Ⓖ40.6cm
Xタイプ 83cm幅	Ⓐ95.2cm(格納時 90.2cm) Ⓑレギュラー 206cm ミニ 195cm ロング 217cm Ⓒ脚座中心間 125.2cm 脚座外〜外 134.1cm 脚座中心、超低床 129cm 脚座外〜外、超低床 142.7cm Ⓓ21〜64.5cm (超低床 15〜58.5cm) Ⓔ40.6cm Ⓕ40.6cm Ⓖ高さなし	Ⓐ95.2cm(格納時 90.2cm) Ⓑレギュラー 212cm ミニ 201cm ロング 223cm Ⓒ脚座中心間 125.2cm 脚座外〜外 134.1cm 脚座中心、超低床 129cm 脚座外〜外、超低床 142.7cm Ⓓ21〜64.5cm (超低床 15〜58.5cm) Ⓔ40.6cm Ⓕ40.6cm Ⓖ高さなし	Ⓐ95.2cm(格納時 90.2cm) Ⓑレギュラー 201cm ミニ 190cm ロング 212cm Ⓒ脚座中心間 125.2cm 脚座外〜外 134.1cm 脚座中心、超低床 129cm 脚座外〜外、超低床 142.7cm Ⓓ21〜64.5cm (超低床 15〜58.5cm) Ⓔ41cm Ⓕ高さなし	Ⓐ95.2cm(格納時 90.2cm) Ⓑレギュラー 202.5cm ミニ 191.5cm ロング 213.5cm Ⓒ脚座中心間 125.2cm 脚座外〜外 134.1cm 脚座中心、超低床 129cm 脚座外〜外、超低床 142.7cm Ⓓ21〜64.5cm (超低床 15〜58.5cm) Ⓔ41cm Ⓖ40.6cm



オプション

抜き差しがしやすく、使いやすいサイドレールです。



ベッドサイドレール				JIS 認証取得
スタンダードタイプ	KS-161Q	2本組 ホワイトアイボリー	00170-000527	¥23,100 (税抜 ¥21,000)
	KS-166	2本組 ベージュ	00170-000528	¥23,100 (税抜 ¥21,000)
	KS-171Q	2本組 ホワイトアイボリー	00170-000529	¥23,100 (税抜 ¥21,000)
	KS-176	2本組 ベージュ	00170-000530	¥23,100 (税抜 ¥21,000)
木目タイプ	KS-191Q	1本 ホワイトアイボリー	00170-000752	¥16,500 (税抜 ¥15,000)
	KS-126M	2本組 ミディアム	00170-000806	¥30,800 (税抜 ¥28,000)
	KS-126W	2本組 ウォールナット(ダーク)	00170-000533	¥30,800 (税抜 ¥28,000)
	KS-146M	2本組 ミディアム	00170-000807	¥30,800 (税抜 ¥28,000)
	KS-146W	2本組 ウォールナット(ダーク)	00170-000536	¥30,800 (税抜 ¥28,000)
	KS-151Q*	1本 ホワイトアイボリー	00170-000537	¥20,900 (税抜 ¥19,000)

- 寸法：[KS-161Q、KS-166] (全長)96.4×(全高)50.3cm
[KS-171Q、KS-176] (全長)96.4×(全高)56.3cm
[KS-191Q] (全長)82.7×(全高)50.3cm
[KS-126M、KS-126W] (全長)96.4×(全高)50.5cm
[KS-146M、KS-146W] (全長)96.4×(全高)56.5cm
[KS-151Q] (長)59cm、(全高)50.3cm
- ※**非課税**のベッドとセットで購入する場合に限り**非課税**となります。
*スイングアーム介助バー、サイドグリップとの組み合わせ専用。

手・足などがすき間から出て
しまうことを防ぐ
ソフトカバー付きです。



ソフトカバー付ベッドサイドレール			
スタンダードタイプ	KS-161QC	2本組 ホワイトアイボリー	00170-000539 ¥39,600 (税抜 ¥36,000)
	KS-166QC	2本組 ベージュ	00170-000540 ¥39,600 (税抜 ¥36,000)
	KS-171QC	2本組 ホワイトアイボリー	00170-000541 ¥39,600 (税抜 ¥36,000)
	KS-176QC	2本組 ベージュ	00170-000542 ¥39,600 (税抜 ¥36,000)
木目タイプ	KS-191QC	1本 ホワイトアイボリー	00170-000763 ¥25,300 (税抜 ¥23,000)
	KS-126MC	2本組 ミディアム	00170-000808 ¥48,400 (税抜 ¥44,000)
	KS-126WC	2本組 ウォールナット(ダーク)	00170-000546 ¥48,400 (税抜 ¥44,000)
	KS-146MC	2本組 ミディアム	00170-000809 ¥48,400 (税抜 ¥44,000)
	KS-146WC	2本組 ウォールナット(ダーク)	00170-000549 ¥48,400 (税抜 ¥44,000)
	KS-151QC*	1本 ホワイトアイボリー	00170-000543 ¥28,600 (税抜 ¥26,000)

- 寸法：[KS-161QC、KS-166QC] (全長)97.5×(全高)51cm
[KS-171QC、KS-176QC] (全長)97.5×(全高)57cm
[KS-191QC] (全長)85.3×(全高)51.5cm
[KS-126MC、KS-126WC] (全長)97.5×(全高)51cm
[KS-146MC、KS-146WC] (全長)97.5×(全高)57cm
- ※ソフトカバーは単体でもお求めいただけます。※**非課税**のベッドとセットで購入する場合に限り**非課税**となります。
* スイングアーム介助バー、サイドグリップとの組み合わせ専用。

樹木のフォルムをイメージした
サイドレールです。
軽量で、触ったときに冷たさを感じさせにくい材質です。
清拭しやすく、丸洗いです。



ベッドサイドレール 軽量タイプ				JIS 認証取得
KS-111Q	1本	ホワイトアイボリー	00170-001346	¥20,900 (税抜 ¥19,000)
KS-116Q	1本	ブロンズグレー	00170-001347	¥20,900 (税抜 ¥19,000)

- 寸法：(全長)98.0×(全高)53.5
※**非課税**のベッドとセットで購入する場合に限り**非課税**となります。

ベッドからの立ちあがり動作をしっかりと支える、握りやすい介助バーです。



スイングアーム介助バー				JIS 認証取得
KS-099A	1本	ホワイトアイボリー	00170-001205	¥69,300 (税抜 ¥63,000)
KS-099B	1本	ブロンズグレー	00170-001206	¥69,300 (税抜 ¥63,000)

- ◎ベッドの左右どちらにも、工具なしで取り付けられます。
●寸法：(全長)112.0cm×(全高)52.1cm
※スイングアーム介助バーとベッドの同一側面で併用できるのは、KS-191Q、KS-151Q、KS-030Aのみです。

開閉部のないコンパクトな
ベッド用です。



サイドグリップ				JIS 認証取得
KS-030A	1本	ホワイトアイボリー	00170-000897	¥38,500 (税抜 ¥35,000)

- ◎ベッドの左右どちらにも、工具なしで取り付けられます。
●寸法：(全長)82.2×(全高)52.3cm
※ベッドの同一側面では、KS-030Aを単独または2本並べて、もしくはKS-098A、KS-191Q、KS-151Qと組み合わせてお使いください。

サイドグリップの内部のすき間の
一部を覆うソフトカバー付きです。

ソフトカバー付きサイドグリップ			
KS-030AC	1本	ホワイトアイボリー	00170-000902 ¥46,200 (税抜 ¥42,000)

- ※ソフトカバーは単体でもお求めいただけます。
※ベッドの同一側面では、KS-030ACを単独または2本並べて、もしくはKS-098A、KS-191Q、KS-151Qと組み合わせてお使いください。

レバーを操作するだけで
高さ調節がおこなえるテーブルです。



オーバーベッドテーブル(テーブル移動ロック付き)			
■支柱内寸法 112.5cm*1			
KF-833LA	91cm幅 アイボリー	00170-000315	¥124,300 (税抜 ¥113,000)
KF-833LF	91cm幅 ナチュラル	00170-001745	¥141,900 (税抜 ¥129,000)
KF-833LB	91cm幅 ミディアム	00170-000317	¥141,900 (税抜 ¥129,000)
KF-833LD	91cm幅 ウォールナット(ダーク)	00170-001497	¥141,900 (税抜 ¥129,000)
■支柱内寸法 98.5cm*2			
KF-833SA	83cm幅 アイボリー	00170-000316	¥124,300 (税抜 ¥113,000)
KF-833SB	83cm幅 ミディアム	00170-000318	¥141,900 (税抜 ¥129,000)

- 寸法：[KF-833LA、KF-833LF、KF-833LB、KF-833LD]
(幅)128.4×(奥)63.4×(高)63～95cm、天板寸法：(幅)128.4×(奥)40cm
[KF-833SA、KF-833SB]
(幅)114.4×(奥)63.4×(高)63～95cm、天板寸法：(幅)114.4×(奥)40cm
*1 ベッド(オプションを取り付けた状態)の総幅が110cmを超えると利用できません。
*2 ベッド(オプションを取り付けた状態)の総幅が96cmを超えると利用できません。



オーバーベッドテーブル(テーブル移動ロックなし)			
■支柱内寸法 112.5cm*1			
KF-832LA	91cm幅 アイボリー	00170-000321	¥96,800 (税抜 ¥88,000)
KF-832LF	91cm幅 ナチュラル	00170-001744	¥113,300 (税抜 ¥103,000)
KF-832LB	91cm幅 ミディアム	00170-000323	¥113,300 (税抜 ¥103,000)
KF-832LD	91cm幅 ウォールナット(ダーク)	00170-001496	¥113,300 (税抜 ¥103,000)
■支柱内寸法 98.5cm*2			
KF-832SA	83cm幅 アイボリー	00170-000322	¥96,800 (税抜 ¥88,000)
KF-832SB	83cm幅 ミディアム	00170-000324	¥113,300 (税抜 ¥103,000)

- 寸法：[KF-832LA、KF-832LF、KF-832LB、KF-832LD]
(幅)128.4×(奥)43.2×(高)63～95cm、天板寸法：(幅)128.4×(奥)40cm
[KF-832SA、KF-832SB]
(幅)114.4×(奥)43.2×(高)63～95cm、天板寸法：(幅)114.4×(奥)40cm
*1 ベッド(オプションを取り付けた状態)の総幅が110cmを超えると利用できません。
*2 ベッド(オプションを取り付けた状態)の総幅が96cmを超えると利用できません。

コの字型の脚部を採用することで、
ベッドで背をあげた状態や、
端座位でも利用できるテーブルです。



ベッドサイドテーブル(ガススプリング式・移動ロック付き)			
KF-2923	アイボリー	00170-001651	オープン価格
KF-2933	ミディアム	00170-001652	オープン価格
KF-2973	ウォールナット(ダーク)	00170-001653	オープン価格

- 寸法：(幅)90.7×(奥)45.6×(高)61～92.5cm、天板寸法：(幅)90×(奥)40cm

壁ぎわに設置したベッドでも
使えるテーブルです。



ベッドサイドテーブル(ガススプリング式)			
KF-1920	アイボリー	00170-000716	¥70,400 (税抜 ¥64,000)
KF-1980	ナチュラル	00170-001742	¥74,800 (税抜 ¥68,000)
KF-1930	ミディアム	00170-000751	¥74,800 (税抜 ¥68,000)
KF-1970	ウォールナット(ダーク)	00170-000719	¥74,800 (税抜 ¥68,000)

- 寸法：(幅)90.7×(奥)44.5×(高)61～92.5cm、天板寸法：(幅)90×(奥)40cm

オプション



キャスター（4個セット）ストッパー付き				JIS 認証取得
キャスター ストッパー付き	KQ-P70C* ¹	Hタイプ用 00170-000794	¥34,100	(税抜 ¥31,000)
	KQ-P90C* ²	Xタイプ用 00170-000560	¥26,400	(税抜 ¥24,000)
キャスター付 ハイトスパーサー ストッパー付き	KQ-P90CH* ³	Xタイプ用 00170-000608	¥28,600	(税抜 ¥26,000)

*1 最低床高は24cmになります。*2 最低床高は15cmになります。*3 最低床高は22cmになります。
※キャスター、キャスター付きハイトスパーサーを取り付けて、**非課税**のベッドを購入する場合、ベッド本体は課税となります。

ベッドの高さがあがります。
ベッド下のスペースが
確保されるので、
ベッドサイドテーブルが
動かしやすくなります。



ハイトスパーサー（4個セット）				JIS 認証取得
KQ-PC00A* ¹	Hタイプ用	00170-002016	¥20,900	(税抜 ¥19,000)
	Xタイプ用	00170-000561	¥4,400	(税抜 ¥4,000)
	Xタイプ用	00170-000562	¥9,680	(税抜 ¥8,800)

*1 最低床高は15cmになります。
*2 オプション脚座セット（KQ-PA0A）と一緒に取り付けると、最低床高は22cmになります。
*3 最低床高は32cmになります。
※**非課税**のベッドとセットで購入する場合に限り**非課税**となります。

オプション脚座セット				JIS 認証取得
KQ-PA0A	Xタイプ用	00170-001342	¥5,500	(税抜 ¥5,000)

※ハイトスパーサー（KQ-P90H）を使ってベッドを高くする場合に必要です。
※**非課税**のベッドとセットで購入する場合に限り**非課税**となります。

ゆかに敷いて使用する滑り止め用のゴムシートです。



脚座ゴムシート				介護保険適用対象外
KQ-P70K	Hタイプ用	4枚（ベッド1台分）セット	¥2,420	(税抜 ¥2,200)
KQ-P732	Xタイプ用	4枚（ベッド1台分）セット	¥2,420	(税抜 ¥2,200)


※KQ-P732は、Hタイプのベッドにキャスター（KQ-P70C）を取り付けた場合にもお使いいただけます。

点滴バッグなどを吊り下げる
IVポールをボードに
固定できます。

IVポールホルダー		
KQ-PC00V	00170-002017	¥34,100 (税抜 ¥31,000)

※樹脂製ボードにのみ取り付け可能です。※IVポール（KC-56）は別売です。

延長部専用のマットレスです。



延長マットレス					
KE-L111	91cm幅	厚さ9.5cm	00170-001103	¥28,600	(税抜 ¥26,000)
KE-L121	91cm幅	厚さ12.5cm	00170-001106	¥28,600	(税抜 ¥26,000)
KE-551L	91cm幅	厚さ8cm	00170-000563	¥26,400	(税抜 ¥24,000)
KE-L113	83cm幅	厚さ9.5cm	00170-001104	¥28,600	(税抜 ¥26,000)
KE-L123	83cm幅	厚さ12.5cm	00170-001107	¥28,600	(税抜 ¥26,000)
KE-553L	83cm幅	厚さ8cm	00170-000565	¥26,400	(税抜 ¥24,000)

※**非課税**のベッドとセットで購入する場合に限り**非課税**となります。
受注生産になります。

スマートフォンや、メガネ、
リモコンなどを置ける棚を
ボードに固定できます。

棚ユニット	
KQ-PC00E	¥30,800 (税抜 ¥28,000)

※樹脂製ボードにのみ取り付け可能です。
※パノラマタイプはヘッドボードにのみ取り付け可能です。

ご本人様の目線の高さを変えず、
姿勢の変化を抑えて吊り上げられます。
移乗側にフレームがない構造のため、
介助する方の足元に作業スペースを確保できます。



ベッド設置式リフト エレベオ			
KQ-788L	ベッド接続ケーブル付属	00170-001544	オープン価格 (非課税)
KQ-788S	ベッド接続ケーブルなし	00170-001543	オープン価格 (非課税)

●最大利用者体重:100kg
●寸法:(全長)216×(全幅)162cm 質量:86kg
※Hタイプの足側には設置できません。

■ 楽匠フィットシリーズとスマートハンドルの適合表

			Hタイプ		Xタイプ	
			ラクリア3モーション/ ラクリア2モーション	2モーション	3モーター／2モーション	2モーター
KQ-P70S	背	あげ	○	○	—	—
		さげ	○	○	—	—
	膝	あげ	○	○	—	—
		さげ	○	○	—	—
	高さ	あげ	—	—	—	—
		さげ	○*(頭側のみ)	—	—	—
NN-2000	背	あげ	○	○	○	○
		さげ	○	○	○	○
	膝	あげ	○	○	○	—
		さげ	○	○	○	—
	高さ	あげ	—	—	—	—
		さげ	○*	—	○	○

*Hタイプでの「高さ(さげ)」は傾斜角度を水平にするためにのみ使用できます。Hタイプ2モーションには傾斜機能はありませんのでご使用はおやめください。
※Hタイプには、スマートハンドル（KQ-P70S）が付属した機種を用意しています。

パノラマタイプのベッドで
エアマットレスを使う場合に、
マットレスが落ちない
ようにします。

マットレスストッパー	
KQ-PC00D	00170-002018 ¥17,600 (税抜 ¥16,000)

停電時もベッドを操作できる
手動のハンドルです。



スマートハンドル[電動ベッド専用 手回し発電機]	
KQ-P70S	オープン価格
NN-2000	オープン価格

※ご本人様の体重・機種・操作部位などの条件により、操作できない場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

用途に合わせて豊富なオプション製品を用意しています。詳しくはホームページをご覧ください。