

しんわ通信 10月号



涼しくなってきた、爽やかで過ごしやすい季節になりましたね。お散歩や外出の機会も増えるのではないのでしょうか？

朝晩と日中の温度差もあり、季節の変わり目ですので、どうぞご自愛くださいませ。

今月は、幸和製作所様より歩行器の新商品のご紹介です。

「次世代のスタイル」「次世代のスタンダード」となり得る新しい歩行器 「ジスタ」



500 単位

定価 99,000円
(税込価格)

グリップから手を離すだけで
駐車ブレーキがかかる、
新たなブレーキシステム

①グリップから手を離す



駐車ブレーキ

②グリップを握る



駐車ブレーキ解除

③ブレーキレバーを握る



制動ブレーキ

- ① グリップから手を離すだけで駐車ブレーキがかかります。
- ② グリップを握ると駐車ブレーキが解除され歩行可能となります。
- ③ その状態でブレーキレバーを握ると制御ブレーキが作動します。

*** 価格は地域により異なります。管轄の営業所へお問い合わせ下さい。**

座面を出している間、駐車ブレーキが解除されない

座面を出している時は、
グリップやブレーキレバーに
触れたり握ったりしても
駐車ブレーキが
解除されない構造



コンパクトサイズ



重量: 5.9kg

組立て寸法

幅: 48cm × 奥行: 60cm

折畳み寸法

幅: 48cm × 奥行: 37cm

カゴ載せ機能



買い物カゴ固定フック付き

2WAYキャスター



ボタンを押す、レバーを戻すだけの簡単操作で
キャスター回転角度を120度また360度に変更できます。

荷物用フック



座面下の袋に加えて、
軽量の荷物をフックに
掛けることができます。

ワンタッチステッキホルダー



グリップ式なので、
片手でかんたんに
杖の着脱ができます。

《何かご不明な点等ございましたら、下記にご連絡ください。》

(株)新和メディカル 諫早営業所 担当:

〒854-0053 諫早市小川町792-3

TEL: 0957-47-6618 FAX: 0957-47-6628

携帯:

○秋の雑学クイズ○

松ぼっくりを水でぬらすと
どうなる?

- ①変化しない
- ②柔らかくなる
- ③かさが閉じる

