



しんわ通信



新商品のご紹介

- ①歩行車「ハッピーⅢ」
- ②歩行車「ハッピーⅢミニ」

ハッピーⅢ

貸与 介護保険
適用
TAIS 00110-000134

NEW

安全性と信頼性に定評のあるハッピーに
使いやすさがアップした新型登場！



①安全度アップ



座面を上げて折りたたみバーを
引き上げるだけ、
バッグをつけたまま
簡単折りたたみ式。



自立
可能

②安心＆積載量アップ ③スリムさアップ

中味が見えない黒色の
布製バッグで安心。

荷物がたっぷり入る
最大積載量 10kg。



横幅と奥行が従来型よりスリムな
扱いやすいサイズ。

高さは7段階調節で幅広い身長に
対応するツールタイプ。

対応身長(目安):155～182.5cm



従来より人気の
ブルーメタリック



背もたれ
クッション

握りやすいグリップ
扱いやすいブレーキ
ユニット

腰掛けられる
座面クッション

ハッピーシリーズ新色
カシミアベージュ
メタリック

付属品 (最大積載量)	バッグ(10kg)
高さ / 横幅 / 奥行	80 ～ 93(7段階) × 56.5 × 62cm
座面高	52.5cm (座面サイズ: 30.5 × 30.5cm)
折りたたみ時幅	43.5cm
キャスター径	19cm
重量	8.2kg
材質	本体フレーム: アルミニウム 座面: PVC バッグ: ポリエステル
最大使用者体重	100kg
身長(目安)	155 ～ 182.5cm

【ハッピーⅢ】

(1割負担) 利用者負担金額

300 円

価格は、営業所実施地域により異なる場合があります。



ハッピーⅢミニ

貸与 介護保険
適用
TAIS 00110-000135

NEW

軽量・コンパクトタイプのハッピーミニに
使いやすさがアップした新型登場！



付属品 (最大積載量)	バッグ(8kg)
高さ / 横幅 / 奥行	70.5 ~ 84(7段階) × 51 × 58cm
座面高	45cm (座面サイズ: 28 × 28cm)
折りたたみ時幅	41cm
キャスター径	18cm
重量	6.4kg
材質	本体フレーム: アルミニウム 座面: PVC バッグ: ポリエステル
最大使用者体重	80kg
身長目安	140 ~ 170cm

【ハッピーⅢ】

(1割負担) 利用者負担金額

300 円

対応身長(目安): 140 ~ 170cm



年末年始お休みについて



年末年始の営業を上記のとおり変更させていただきます。宜しくお願い申し上げます。

12月23日(月)	12月24日(火)	12月25日(水)	12月26日(木)	12月27日(金)	12月28日(土)	12月29日(日)
営業日	営業日	営業日	営業日	営業日	休	休
12月30日(月)	12月31日(火)	1月1日(水)	1月2日(木)	1月3日(金)	1月4日(土)	1月5日(日)
休	休	休	休	休	休	休
1月6日(月)	1月7日(火)	1月8日(水)	1月9日(木)	1月10日(金)	1月11日(土)	1月12日(日)
通常営業	通常営業	通常営業	通常営業	通常営業	休	休

介護保険住宅改修・福祉用具機器のレンタル・販売はお任せください。
また来年も新和メディカルをどうぞよろしくお願い致します。

《お問い合わせはこちら▼》

(株)新和メディカル ** 営業所

〒

TEL : FAX :

携帯 :

担当 :



HPも

HP : <http://www.shinwamedical.com/index.html>