

# しんわ通信 7月号



梅雨が明けると、そろそろ夏本番ですね。  
水分補給を忘れずに楽しい夏を過ごしましょう！  
今月は、段差乗り越え歩行器<コエル>のご紹介です。

## スルーン歩行車 コエル



折りたたみ時  
(自立します)



### 約3cmの段差を超える



2

**価格に関しては、地域により異なります。**

#### 商品の仕様

●サイズ／幅52×奥行66×高さ73  
～89.5(8段階／2cm)cm、折りたたみ  
時：奥行47×高さ85cm、座面：幅26  
×奥行31cm、座面高：45cm、ハンド  
ル内幅：35.5cm

●車輪サイズ／約前輪15.2×後輪  
15.2cm●重さ／7.2kg●材質／フレー  
ム：アルミ、バッグ：PVC●バッグ容量／  
17.8L●積載荷重／5kg●最大使用者体  
重／80kg

月額レンタル料金  
ご利用者負担額(1割)  
**450円**

## ■段差スルー機能



補助輪が路面の段差（3cmまで）をとらえます



補助輪が前に進み  
前輪が後方へ移動します



前輪がもとに戻ります



スムーズに段差を通過します



段差乗り越え機能が付いた歩行器、買い物カゴなどが乗せられる歩行器など、ご利用に合わせてお選びください。

### フレンドα plus



- 重さ／9.2kg
- 全幅／51cm

月額レンタル料金  
ご利用者負担額(1割)  
**500円**

### アルコー ステラ/抑速付き



- 重さ／8kg
- 全幅／53cm

月額レンタル料金  
ご利用者負担額(1割)  
**400円/550円**

### リトルターンⅡ KM



- 重さ／7.5kg
- 全幅／50cm

月額レンタル料金  
ご利用者負担額(1割)  
**400円**

※製品にかごは付属しません。

《何かご不明な点等ございましたら、下記にご連絡ください。》

(株)新和メディカル 諫早営業所 担当:

〒854-0053 諫早市小川町792-3

TEL: 0957-47-6618 FAX: 0957-47-6628

携帯:

頭の体操☆漢字クイズ!

読めたらすごい! 難読漢字



曹達