



しんわ通信

2026年
1月号



新年あけましておめでとうございます！
本年もさらなるサービスの向上に努めてまいります
2026年も よろしくお願いいたします!!

今年はすべて
うまく行く！



まごころステツ × あんしん

幅の広いグリップが手首への負担を軽減します。
杖先ゴムは接地範囲が広く、
足元をしっかりと支えます。

選べる共通
6色展開




2,480円
税込2,728円

しっかり握れて、体重を支える
幅広グリップで安心感アップ

広い接触面で手のひらにかかる力を分散。
長時間の使用も手が疲れにくい。



杖先シングル
9793



杖先4点
9794

シングル 替えゴム19mm
ブラック
9796

380円
税込418円

●気軽に使えるシングル



4点 替えゴム19mm
ブラック
9797

480円
税込528円

●安定感抜群の4点



new おすすめ歩行器

シンフォニースリムBOX

シンフォニースリム BOX

価格 **42,900円**
(税抜 39,000円)



改札も楽々!

Point 1 毎日 便利に



カゴ受け付きで、重い物カゴが
載せられてスーパーでの買い物が楽になります。
バックの中にカゴ受けがあります。
※載せることができるカゴの大きさは、
奥行約 27 cm、幅が約 40 cm までです。

Point 2

どこへでも



歩行車なのに
コンパクトで小回り
がきく。
スーパーなどの狭い
道路でもスイスイ。

Point 3

利便性

折りたたんで自立し、
持ち運びしやすい!



Point 3

機動性

3WAY キャスター で
シーンに合わせた角度
設定ができます。



固定 (0 度)、左右各 60 度、フリー (360 度) 3 種類の設定が可能。

Point 3

安全性



ブレーキと駐車用ストッパの一体型システム。

材 質	本体部/アルミ (一部スチール) (粉体塗装) タイヤ/EVA オイル/PP	タイヤ直径	前輪 約 14.5 cm 後輪 約 14.5 cm
バッグ材質	花柄紺/紺 (PVC コーティング)、ポリエステル フローラル BR/ポリエステル	バッグ耐重	10 kg
使用時サイズ	約 H79 ~ 88 × W47.5 × D59 cm	バッグサイズ	約 H18 × W27 × D28 cm (外寸)
収納時サイズ	約 H71 × W47.5 × D40.5 cm	重 量	約 6 kg
ハンドル高	約 78.5 ~ 87.5 cm / 4 段階 (ピッチサイズ約 3 cm)	最大使用体重	75 kg
座 面 高	約 50 cm	入 数	2 (1)
座面サイズ	約 W28 × D30 cm	JAN コード	花柄紺 / 4945528 178922 フローラル BR / 4945528 178939
		TAIS コード	00576-000058

月額レンタル料金

300円

ご利用者負担額

1 割	300 円
2 割	600 円
3 割	900 円

※現在、レンタルのお取扱いは花柄紺のみとなります

※価格は、地域により異なります。

(株)新和メディカル 武雄営業所

〒843-0023 佐賀県武雄市武雄町昭和109

TEL : 0954-23-3605

担当 :