

福祉用具貸与・販売事業所 (株)新和メディカル 諫早営業所


しんわ通信

4月

注目商品

スムーディー ステップサポート

玄関などで段差昇降を支える手すり【スムーディーステップサポート】に、既存のスムーディー手すりとつないで延ばせる”**連結タイプ**”が追加 ✨



スムーディーステップサポートとは・・・大きな段差の昇降を支える据え置き手すり。
54cmの段差まで対応でき、かまちの高さが高い玄関や掃き出し窓での設置に向く。



ステップサポート手すりの特長

これに加え、
段差昇降に続いてそのまま歩行や立位などを支えられるよう
接続パーツが発売。

裏へ

設置例①



玄関の上がりかまちから玄関扉まで距離がある場合。
上がりかまちから玄関扉の間の移動や扉の開閉時に身体を支えることができる。

設置例②



掃き出し窓から庭の物干し台までの移動も安全に行うことができる。

ご利用者様の1割負担額

【単体タイプ】両手すり 円/月 片手すり 円/月

《何かご不明な点等ございましたら、下記にご連絡ください。》

(株)新和メディカル ○○営業所 担当:

〒

TEL:

FAX:

携帯:

※連結タイプは、組み合わせにより金額が変わりますので、各担当営業へご確認ください。